


## CALYPSO DS



Generator azotu zaprojektowany dla systemów LC-MS oraz ASE (Accelerated Solvent Extraction). Urządzenie posiada wbudowany bezolejowy kompresor wykorzystujący technologię oszczędzania energii.

Sterowanie za pomocą dotykowego ekranu, wyświetlającego proces generowania gazu w czasie rzeczywistym, ciśnienie na wejściu i wyjściu, przepływ azotu, status systemu ze zdalnym dostępem do diagnostyki.

Technologia PSA z dwustopniowym zarządzaniem ciśnienia wytwarza gaz o dużym przepływie, ciśnieniu i czystości.



### Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ od 20L do 55L/min,
- ciśnienie do 11 bar dla przepływu 20-40L/min oraz do 7 bar dla przepływu 55L/min,
- czystość >99%,
- dotykowy ekran,
- w pełni regenerująca się technologia PSA,
- potrójna filtracja,
- cicha praca, system antywibracyjny,
- kompaktowy design,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).