

## CALYPSO DUO (LC-MS/MS)



Generator azotu przeznaczony do zasilania dwóch systemów LC-MS. Występuje w wersji bez lub z bezolejowym kompresorem wykorzystującym technologię oszczędzania energii. Sterowanie za pomocą dotykowego ekranu, wyświetlającego proces generowania gazu w czasie rzeczywistym, ciśnienie na wejściu i wyjściu, przepływ azotu, status systemu ze zdalnym dostępem do diagnostyki. Potrójna filtracja (Smart Triple Filtration) oraz zaawansowana technologia PSA pozwala oddzielić azot od tlenu i produkować wysokiej jakości gaz przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

### Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 2 x 32L/min,
- ciśnienie do 8 bar,
- czystość >99%,
- dotykowy ekran,
- w pełni regenerująca się technologia PSA,
- potrójna filtracja,
- z lub bez bezolejowego kompresora,
- cicha praca, system antywibracyjny,
- kompaktowy design,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).