

CALYPSO (LC-MS/MS)



Seria generatorów azotu dedykowana dla systemów LC-MS, dostępna w wersji **bez** lub z wbudowanym bezolejowym kompresorem wykorzystującym technologię EST – Energy Saving Technology mode. Sterowanie za pomocą dotykowego ekranu, wyświetlającego następujące parametry: proces generowania gazu w czasie rzeczywistym, ciśnienie na wejściu i wyjściu, przepływ azotu, status systemu ze zdalnym dostępem do diagnostyki.

Potrójna filtracja (Smart Triple Filtration) oraz zaawansowana technologia PSA pozwala oddzielić azot od tlenu i produkować wysokiej jakości gaz przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ od 15L do 70L/min,
- czystość 99% - 99,99%,
- ciśnienie do 8 bar,
- dotykowy ekran,
- w pełni regenerująca się technologia PSA,
- potrójna filtracja,
- wersja z bezolejowym kompresorem lub bez bezolejowego kompresora,
- cicha praca, system antywibracyjny,
- kompaktowy design,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).