

## CALYPSO M (LC-MS/MS)



Pojedynczy model przeznaczony do aplikacji LC-MS oraz systemu odparowania próbek.

Urządzenie posiada wbudowany bezolejowy kompresor z technologią oszczędzania energii.

Sterowanie za pomocą dotykowego ekranu, wyświetlającego proces generowania gazu w czasie rzeczywistym, ciśnienie na wejściu i wyjściu, przepływ azotu, status systemu ze zdalnym dostępem do diagnostyki. Potrójna filtracja (Smart Triple Filtration) pozwala oddzielić azot od tlenu i produkować wysokiej jakości gaz przez 24 godziny 7 dni w tygodniu o czystości nawet to 99,5%.

### Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 35L/min,
- ciśnienie do 8 bar,
- czystość 97% przy maksymalnym przepływie do 99,5%,
- dotykowy ekran,
- potrójna filtracja,
- cicha praca, system antywibracyjny,
- kompaktowy design,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).