

CELENO (GC, GC-MS)



Model CELENO zapewnia wysokiej jakości azot przy przepływie nawet 20L/min. Generator ma bardzo niski punkt rosy, aby móc pracować z kriogenicznymi aplikacjami bez zamarzania.

Generator jest dostępny z zintegrowanym bezolejowym kompresorem wykorzystującym technologię oszczędzania energii (EST), jest kompaktowy i cichy podczas pracy.

Dotykowy ekran wyświetla cały proces w czasie rzeczywistym, pokazuje przepływ azotu, ciśnienie na wlocie/ wylocie oraz status systemu.

Zaawansowana technologia PSA pozwala oddzielić azot od tlenu i produkować wysokiej jakości gaz przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 20L/min,
- ciśnienie do 6 bar,
- czystość >99,5%,
- punkt rosy: <-60°C,
- dotykowy ekran,
- potrójna filtracja,
- cicha praca, system antywibracyjny,
- kompaktowy design,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).