

## COSMOS RACK ZA (GC)



Generator powietrza przeznaczony do aplikacji GC-FID, GC-FPD, GC-NPD, THA.

Wykorzystuje sprężone powietrze które jest wstępnie filtrowane przez filtr 0,1 mikrona, a następnie oczyszczane za pomocą katalizatora. Wytworzone powietrze zerowe jest wolne od węglowodorów zarówno metanu jak i tlenku węgla (<0,05 ppm).

### Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 1,5, 3, 6, 15, 30L/min,
- czystość HC < 0,05 ppm, CO < 0,05 ppm,
- ciśnienie do 6,5 bar,
- wymaga podłączenia zewnętrznego kompresora,
- utrzymanie polega jedynie na okresowej wymianie filtrów.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).