


DEIMOS TOC (GC)



Seria DEIMOS TOC jest najmniejszym i najbardziej wydajnym systemem do zapewniania powietrza wolnego od węglowodorów oraz CO₂. Katalizator połączony z osuszaczem powietrza oczyszcza gaz z THC (również metanu) do poziomu 0,05ppm oraz CO₂ do poziomu <1ppm.

Generator jest dostępny z zintegrowanym bezolejowym kompresorem wykorzystującym technologię oszczędzania energii (EST). Jest wyjątkowo kompaktowy i cichy podczas pracy.

Dotykowy ekran wyświetla cały proces w czasie rzeczywistym, pokazuje przepływ powietrza, ciśnienie na wlocie/ wylocie oraz status systemu.



Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 1.5, 3, 6 L/min,
- czystość HC, CO < 0,05 ppm / CO₂ < 1ppm,
- ciśnienie do 6 bar,
- dotykowy ekran,
- światło LED oznaczające status urządzenia (gotowy, stand-by, alarm, wyłączony),
- cicha praca,
- kompaktowy design,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).