

## DEIMOS UZA (GC)



Generator powietrza przeznaczony do aplikacji analizy CO<sub>2</sub>, GC-FID, GC-FPD, GC-NPD.

Seria DEIMOS UZA jest najmniejszym i najbardziej wydajnym systemem do zapewniania powietrza wolnego od węglowodorów. Wykorzystywana technologia PSA z powodzeniem usuwa wilgoć a katalizator zapewnia minimalny poziom węglowodorów (<0,05ppm).

Generator jest dostępny z zintegrowanym bezolejowym kompresorem wykorzystującym technologię oszczędzania energii (EST). Jest wyjątkowo kompaktowy i cichy podczas pracy.

Dotykowy ekran wyświetla cały proces w czasie rzeczywistym, pokazuje przepływ powietrza, ciśnienie na wlocie/ wylocie oraz status systemu.

### Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 1, 3, 6, 10, 20, 35, 50L/min,
- czystość HC, CO < 0,05 ppm,
- ciśnienie do 6 bar,
- dotykowy ekran,
- światło LED oznaczające status urządzenia (gotowy, stand-by, alarm, wyłączony),
- cicha praca,
- kompaktowy design,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).