

## Łaźnie easyDISS TX6/TX8



**RIGGTEK**  
Dissolution Test Systems

Łaźnia [easyDISS](#) firmy [Riggtex](#) jest:

- Solidna, kompaktowa i łatwa w obsłudze
- Zgodna ze wszystkimi wymaganiami Ph. EUR oraz USP
- Dostępna w wersji 6-ścio oraz 8-śmio pozycyjnej (TX6 / TX8)

Ponadto posiada:

- Przykręcane mieszadła oraz koszyki, co umożliwia zmianę metody w ciągu kilku sekund
- Przyjazny projekt urządzenia – łatwy dostęp do części roboczej, łaźnia w formie one-piece zapewnia brak wycieków oraz łatwe utrzymanie czystości
- Cyfrowy ogrzewacz z cyrkulatorem
- Kompletną dokumentację – w formie wydruku
- Wszelkiego rodzaju akcesoria dodatkowe