

NESO (GC, GC-MS)



Seria NESO zapewnia azot wysokiej jakości dla rozwiązań GC/ICP/TOC zapewniając przepływ od 1 do 5 L/min. Generator jest dostępny bez lub z zintegrowanym bezolejowym kompresorem wykorzystującym technologię oszczędzania energii (EST), jest kompaktowy i cichy podczas pracy. Zaawansowana technologia PSA pozwala rozdzielić azot od tlenu zapewniając przez całą dobę źródło wysokiej jakości azotu. Dotykowy ekran wyświetla cały proces w czasie rzeczywistym, pokazuje przepływ azotu, ciśnienie na wlocie/ wylocie oraz status systemu.

Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 1, 3, 5L/min,
- ciśnienie do 6 bar,
- czystość >99,9995%,
- dotykowy ekran,
- cicha praca, system antywibracyjny,
- kompaktowy design,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).