

## OSMOMAT 3000



**gonotec**

OSMOMAT 3000 określa całkowitą osmolalność roztworów wodnych. Urządzenie wymaga bardzo małych objętości próbek, a zatem mogą być stosowane do ekstremalnych zadań pomiarowych. Jego szybkość pozwala na seryjne pomiary w bardzo krótkim czasie.

The GONOTEC® Single-Sample Freezing Point Osmometer jest przeznaczony do rutynowych pomiarów w medycynie, a także może być używany do pomiarów w badaniach naukowych i przemyśle.

### Zalety

- Osmometer 3000 jest łatwo i wygodnie kontrolowane za pośrednictwem ekranu dotykowego
- dodatkowa opcja do kontroli dla kierownika laboratorium
- 2 lub 3 punktowa krzywa kalibracyjna
- Wyniki są wysyłane do (opcjonalnej wbudowanej) drukarki w formacie dokumentu-gotowego szablonu
- Opcjonalne wyjście danych przez złącze RS232 pozwalające na transfer wyników pomiaru do laboratoryjnego komputera
- Ostatni wynik pozostaje dostępny do odczytu nawet po automatycznym przełączeniu do trybu uśpienia urządzenia
- Wytrzymała konstrukcja urządzeń pomiarowych sprawia, że aparat jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu.
- Możliwość wyboru języka w obsłudze
- Automatyczna kalibracja przy użyciu kalibracji standardu Gonotec