

OSMOMAT Auto



OSMOMAT auto to automatyczny system do pomiaru całkowitej osmolalności do 20 próbek wodnych. System nie wymaga obecności użytkownika podczas pomiaru.

Projekt urządzenia jest oparty na dwudziestoletnim doświadczeniu producenta, które potwierdza jego funkcjonalność. Zautomatyzowanie urządzenia zapewnia wysoką przepustowość i wydajność. Prosta obsługa, oparta na intuicyjnym oprogramowaniu, wymaga minimalnego zaangażowania użytkownika i pozwala na pełne zautomatyzowanie pomiarów.

Osmometr jest przeznaczony do pomiarów rutynowych i badawczych w następujących dziedzinach :

- Medycyna ogólna
- Medycyna sądowa
- Mikroskopia elektronowa
- Fizjologia
- Laboratoria kliniczne
- Intensywna terapia
- Pediatria
- Ginekologia
- Zapłodnienie in vitro
- Urologia
- Nefrologia
- Hemodializa/Hemofiltracja
- Medycyna weterynaryjna
- Botanika
- Apteki
- Przychodnie
- Farmacja
- Przemysł

Więcej informacji na stronie [producenta](#)

Zalety Osmomatu Auto

- Proste i szybkie pomiary przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika
- Mała objętość próbki: 50 ul
- Łatwa kalibracja przyrządu
- Czas pomiaru: około 70 sek. na pomiar
- Jednorazowe plastikowe probówki oszczędzają czas i zmniejszają koszty pomiaru
- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Automatyczna detekcja błędu
- Zintegrowany czytnik kodów paskowych, pozwalający na łatwą identyfikację i wprowadzanie danych o próbkach (opcjonalnie)
- Zintegrowana drukarka pozwalająca na prowadzenie papierowej dokumentacji pomiarowej
- Trzy różne formaty wydruku w zależności od konfiguracji