

OSMOMAT AUTO



gonotec

Automatyczny system do pomiaru całkowitej osmolalności do 20 próbek wodnych. System nie wymaga obecności użytkownika podczas pomiaru.

Projekt urządzenia jest oparty na dziesięcioletnim doświadczeniu związanym z rozwojem aparatu OSMOMAT 030. Zautomatyzowanie urządzenia zapewnia wysoką przepustowość i wydajność. Prosta obsługa, oparta na intuicyjnym oprogramowaniu, wymaga minimalnego zaangażowania użytkownika i pozwala na pełne zautomatyzowanie działania aparatu.

Zalety

- Minimalne zaangażowanie użytkownika
- Proste i szybkie,
- Mała objętość próbki: 50 ul
- Łatwa kalibracja
- Czas pomiaru: około 70 sek. na pomiar
- Jednorazowe plastikowe komory pomiarowe oszczędzają czas i zmniejszają koszty
- Łatwa, intuicyjna obsługa
- Automatyczna detekcja błędu
- Zintegrowany czytnik kodów paskowych, pozwala na łatwą identyfikację i wprowadzanie danych o próbkach
- Zintegrowana drukarka pozwalająca na prowadzenie papierowej dokumentacji pomiarowej
- Możliwe są trzy różne formaty wydruku w zależności o konfiguracji
- Ciągły tryb czuwania pozwala na działanie urządzenia w długich okresach czasu