

STREAM (LC-MS/MS)



Membranowy generator azotu, bez kompresorów, do aplikacji LC-MS, odparowania próbek, TURBOVAP.
Prosty, bardzo wydajny, membranowy system pozwala odseparować azot od pozostałych komponentów dostarczonego powietrza.
Bezgłośnie działanie: nie posiada ruchomych mechanicznych części.
Wyjątkowo tani w utrzymaniu - system membranowy nie wymaga dopływu prądu a jedynymi częściami wymiennymi są filtry (wymiana raz do roku).

Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 40L-140L/min lub 80L-220L/min do nawet 120L-260L/min,
- czystość do 99%,
- ciśnienie 7 bar,
- maksymalny spadek ciśnienia 1bar,
- wymaga dostarczenia zewnętrznego skompresowanego powietrza.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).