

THEMISTO PEGA (PEGASUS)



Model THEMISTO PEGA został stworzony, aby dostarczać wysokiej czystości azot oraz powietrze aparaturze LECO PEGASUS 4D GC x GC-TOFMS. Generator jest dostępny z zintegrowanym bezolejowym kompresorem wykorzystującym technologię oszczędzania energii (EST). Jest wyjątkowo kompaktowy i cichy podczas pracy.

Dotykowy ekran wyświetla cały proces w czasie rzeczywistym, pokazuje przepływ azotu, ciśnienie na wlocie/ wylocie oraz status systemu. Zaawansowana technologia PSA pozwala otrzymać czysty azot usuwając tlen, CO₂ oraz wodę ze skompresowanego powietrza a oczyszczone powietrze jest uzyskiwane za pomocą separatorów wody i submikronowy filtr koalescencyjny.

Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- gaz chłodzący (N₂) – 20L/min, punkt rosy < -60°C,
- gaz ogrzewający – czyste powietrze 12-40L/min,
- ciśnienie do 6 bar,
- dotykowy ekran,
- światło LED oznaczające status urządzenia (gotowy, stand-by, alarm, wyłączony),
- cicha praca,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).